

LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA EN DEPILACIÓN IPL.

TRATAMIENTO EFECTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DEL VELLO DE MANERA PERMANENTE, RÁPIDO Y SIN DOLOR.


¡Depilación para todo el cuerpo!

A través de la emisión de pulsos intensos de luz sobre la piel se provoca un aumento de temperatura en las zonas con más vello, lo cual **progresivamente va debilitando e interrumpiendo el ciclo de crecimiento** de los mismos.



ALLEVIA G12500 está desarrollada con ICE Technology, enfría a 10 grados centígrados activando el interruptor ICE, reduciendo el calor generado en el **proceso de depilación, cuidando y disminuyendo potenciales molestias.**

Cuenta con una ventana de luz pulsada, 1 panel de refrigeración y superficie de contacto para sensación ICE, 1 pantalla de visualización LCD, Indicador de luz, Ice Switch y botón modo ICE.



¡Conseguirás con este tratamiento, eliminar el vello indeseado de la zona a tratar, eficazmente y sin dolor!

¿Cómo funciona?



VELLO INDESEADO



EL IPL CALIENTA
LOS FOLICULOS
DEL VELLO



EL VELLO ES DEBILITADO
Y ELIMINADO

Con 5 niveles diferentes de intensidad de luz, puede recomendar una configuración adecuada automáticamente de acuerdo con los diferentes tonos de piel

TONOS DE PIEL



TONOS DE VELLO



Área de aplicación: Rostro. El tiempo aproximado de aplicación de luz pulsada en rostro es de aproximadamente 3 minutos.

Área de aplicación: Piernas. El tiempo aproximado de aplicación de luz pulsada en piernas es de aproximadamente 10 minutos.

Área de aplicación: Axilas. El tiempo aproximado de aplicación de luz pulsada en axilas es de aproximadamente 2 minutos.

Área de aplicación: Brazos. El tiempo aproximado de aplicación de luz pulsada en brazos es de aproximadamente 3 minutos.

Área de aplicación: Espalda. El tiempo aproximado de aplicación de luz pulsada en espalda es de aproximadamente 12 minutos.

La IPL Allevia cuenta con un **accesorio de zonas sensibles**, el cual debe adaptarse de la siguiente manera para su correcto funcionamiento:

El accesorio solo tiene una posición para ser introducido, para su correcto funcionamiento no se debe tocar por la parte inferior (la parte de color gris).

Al encender, hay que esperar el cambio de tonalidad, una vez que se realiza el cambio, puedo incorporar el cabezal. De lo contrario, la depiladora por precaución se bloquea y no dispara.



Garantía del proveedor de 2 años.